




## نام آزمایش و مدل دستگاه:

آزمایش پدیده تداخل در تداخل سنج مایکلسون و مطالعه وابستگی راه نوری به فشار هوا

مدل SS۹۹۰۱

## Michelson Interferometer Experiment



### مشخصات فنی :

لامپ سدیم (به همراه منبع تغذیه و قاب لامپ)، دستگاه تداخل سنج مایکلسون، ستون با قطر ۱۰ و طول ۵۰۰ میلیمتر، بست پایه ، پمپ تخلیه و فشارسنج ، محفظه خلأ شفاف، سه پایه رومیزی کوچک

### هدف آزمایش :

آشنایی با تداخل سنج مایکلسون، مدرج کردن، اندازه گیری ضریب شکست گازها

### راهنمای کاربری:


تداخل سنج مایکلسون مثال مهمی از تداخل دو موج نوری است که در آن دو پرتو نتیجه تقسیم دامنه یک اشعه نوری بوده و در این تقسیم دو جبهه موج از نظر پهنا فرقی نخواهند کرد ولی شدت آنها کاهش خواهد یافت. طرح ساختمان دستگاه در شکل ۱ نشان داده شده است که قطعه‌های مختلف آن عبارت‌اند از: دو آینه خیلی صاف  $M_1$  و  $M_2$  و دو تیغه شیشه ای  $P_1$  و  $P_2$  . تیغه شیشه ای  $P_1$  نیم نقره اندود است به قسمی که اشعه تابش را به دو قسمت تقسیم می‌کند و به سمت آینه‌های  $M_1$  و  $M_2$  می‌فرستد. در بازگشت دو شعاع نور در یک مکان بهم می‌رسند و تداخل می‌کنند. مطابق شکل قسمتی از نور مسیر (۱) و قسمتی مسیر (۲) را طی می‌کند. آن قسمت که مسیر (۲) را طی کرده از سطح  $P_1$  منعکس می‌شود و اگر سطح منعکس کننده  $P_1$  سطح دوم آن باشد ، این نور از صفحه  $P_1$  سه مرتبه عبور می‌کند، در حالی که نور در مسیر (۱) یک مرتبه از این صفحه گذشته است. برای جبران اختلاف راه نور حاصله، تیغه  $P_2$  را در مسیر (۱) قرار می‌دهند. این تیغه باید از جنس شیشه تیغه  $P_1$  بوده و در زاویه یکسان با آن در مسیر نور قرار گیرد. بدون چنین تیغه‌ای به علت پراکندگی نور در شیشه اختلاف راه نوری بستگی به طول موج نور دارد. چنین تیغه‌ای برای نورهای تک‌رنگ لازم نیست، اما برای مشاهده فریزهای نور سفید لازم است.




برای تشکیل فریز باید دو شرط مهم تأمین باشد. اول آنکه منبع نور گسترده باشد؛ برای این منظور از یک شیشه مات استفاده می‌شود و دوم آنکه نور باید در حالت کلی تقریباً تک‌رنگ باشد. نحوه تشکیل فریزها را می‌توان بدین صورت توضیح داد: نوری که مسیر (۲) طی می‌کند مثل آن است که از  $M_2'$  تصویر آینه  $M_2$  در  $P_1$  تابش شده است. این سیستم نوری در شکل ۲ رسم شده است.


اگر آینه  $M_2$  جابجا شود، تصویرش  $M_2'$  هم جابجا می‌شود. یک نقطه  $S$  از چشمه نورانی بصورت منابع مجازی اختلاف راه دو شعاعی که از نقاط متناظر  $S_1$  و  $S_2$  راهی چشم می‌شوند برابر است با:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d \cos \theta$$



شکل ۱





شکل ۲

اگر  $\delta$  مضربی از  $2\pi$  باشد در آن نقاط ماکزیمم خواهیم داشت که مکانشان از معادله زیر بدست می آید:

$$2d \cos \theta = m\lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

از آنجایی که به ازای مقادیر معلوم  $d, \lambda, m$  زاویه  $\theta$  نیز ثابت است مکان ماکزیممها و مینیممها دوابری واقع در اطراف پای عمود وارد از چشم به آینهها خواهند بود. نوارهایی از این نوع که از تداخل اشعههای موازی با اختلاف فازی تابع زاویه شیب  $\theta$  بدست می آید، غالباً نوارهای هم شیب نامیده می شوند. بتدریج که  $M_1$  و  $M_2$  به هم نزدیک می شوند،  $d$  کاهش می یابد و بنا بر معادله (۱)  $\cos \theta$  افزایش می یابد (یک حلقه خاص با یک مرتبه تثبیت شده متناظر است) و بنابراین  $\theta_m$  کاهش می پذیرد. در این حالت حلقهها به سوی مرکز جمع می شوند. وقتی که  $d$  به اندازه  $\frac{\lambda}{2}$  کاهش یابد حلقه بالاترین مرتبه ناپدید می شود. هر چه فریزهای ناپدید شده در مرکز بیشتر و بیشتر شود هر یک از حلقه های باقیمانده پهن تر می گردد. وقتی  $d=0$  گردد (دو آینه برهم منطبق شوند) فریز مرکزی در تمام میدان دید پخش می شود؛ حرکت بیشتر  $M_2$  باعث می شود که فریزها دوباره در مرکز ظاهر شده و به سوی خارج حرکت کنند.

بطور کلی وقتی آینه متحرک جابه جا شود فریزها در مرکز محو (یا تولید) خواهند شد. بنابراین اگر تغییر مکان آینه اندازه گیری شود و تعداد فریزهای محو (یا تولید) شده شمرده شوند می توان طول موج نور بکار برده شده را مشخص نمود و یا برعکس با معلوم بودن طول موج مقدار جابه جایی آینه به ازای یک درجه از پیچ میکرومتر قابل اندازه گیری است. چنین اندازه گیری را مدرج کردن تداخل سنج گویند.



روش تداخل‌سنجی برای اندازه‌گیری ضریب شکست گازها عملی‌ترین روش است. در این روش گازی با دمای مشخص را بتدریج در محفظه‌ای که خلاء شده است و در مسیر یکی از دو دسته شعاع تداخل‌کننده قرار دارد، وارد می‌کنند به علت تغییر ضریب شکست محفظه نسبت به حالت اولیه که باعث تغییر راه نوری در آن می‌شود، تعداد  $\Delta m$  فریز در مرکز نوارها تولید می‌شود. با استفاده از رابطه:

$$2t(n-1) = \Delta m \lambda \quad (2)$$

با معلوم بودن  $t$  طول محفظه و طول موج نور بکار رفته، ضریب شکست گاز مربوطه مشخص می‌شود.

## روش آزمایش

### ۱) مدرج کردن تداخل‌سنج

نحوه تشکیل فریزها: تداخل‌سنج باید روی یک میز بدون لرزش قرار گیرد. چشمه نور تک‌رنگ (سدیم) را در جلوی شیشه مات قرار دهید. برای عمود نمودن دو آینه یک سوزن بین چشمه و تداخل‌سنج (ترجیحا بر روی شیشه مات) نصب شده است. دو تصویر پر رنگ‌تر که مربوط به انعکاس نور از دو آینه است (تصویر ضعیف‌تر دیگر مربوط به سطح دوم تیغه نیم نقره اندود است)، بوسیله دو پیچ که در پشت آینه ثابت نصب شده اند برهم منطبق می‌شوند؛ با تغییر آهسته این دو پیچ فریزها ظاهر خواهند شد. پیچ‌های تنظیم را باید خیلی آهسته چرخاند. در غیر این صورت ممکن است از حالتی که فریزها تشکیل می‌شوند رد شده و فریزی مشاهده نشود.

وقتی فریزها تشکیل شدند، با تنظیم بیشتر پیچ‌های فوق می‌توان فریزها را بهتر نمود؛ بدین معنی که با حرکت چشم در میدان دید مکان فریزها باید ثابت باشد، بخصوص فریز مرکزی باید تغییر وضعیت ندهد. فریزها با چشم غیرمسلح و یا با یک تلسکوپ کم قدرت قابل مشاهده است. اگر پیچ میکرومتر آینه متحرک را تغییر دهید، بسته به اینکه فاصله کم یا زیاد شود، فریزها از مرکز تولید یا محو خواهند شد. باید جهت حرکت پیچ میکرومتر قبل از اندازه‌گیری و در هنگام اندازه‌گیری یکی باشد تا خطای ناشی از لقی آن کاهش یابد. برای مدرج کردن تداخل‌سنج باید تلسکوپ کم قدرتی بکار گرفت تا فریزهایی که از مرکز ظاهر یا محو می‌شوند، بهتر بتوان شمارش نمود. برای یک  $m$  مشخص (مثلا ۱۰۰ فریز) تغییرات پیچ میکرومتری را می‌توان بدست آورد. برای این منظور درجه پیچ میکرومتری را بازای هر ۱۰ فریز تولید (یا محو) شده تا ۱۹۰ می‌خوانیم. اعداد بدست آمده را به صورت زیر می‌توان تجزیه تحلیل کرد:

عدد پیچ میکرومتری برای فریز صفرم را از فریز صدم کم کنید. همچنین عدد فریز دهم را از صد و دهم و بیستم را از صد و بیستم و ۹۰ را از ۱۹۰ کم کنید. متوسط آنها تغییر پیچ میکرومتری به ازای تولید (محو) شدن ۱۰۰ فریز می‌باشد. با معلوم بودن طول موج نور بکار رفته (نور زرد سدیم)، تغییرات آینه متحرک برای این تعداد فریز قابل محاسبه است. با استفاده از رابطه  $2d = m\lambda$  مقداری را که آینه متحرک به ازای یک میلیمتر تغییر می‌کند می‌توان بدست آورد.



## ۲) اندازه گیری ضریب شکست یک گاز

محفظه مربوط به اندازه گیری ضریب شکست گازها را روی تداخل سنج نصب کنید. سپس فریزها را واضح تشکیل دهید و محفظه را به وسیله یک پمپ تخلیه نمایید. گاز مورد نظر را به وسیله یک شیر خلاء آهسته وارد محفظه نمایید. فریز مرکزی مرتباً محو می شود. تعداد فریزهایی را که محو می شوند از حالت خلاء تا فشار دلخواه شمارش نمایید ( $\Delta m$ ). با استفاده از رابطه (۲) ضریب شکست گاز  $n$  را حساب کنید.

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محدوده دمایی بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد  
محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۱۰ تا ۶۵ درصد  
دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.

## گارانتی و خدمات پس از فروش :

کلیه محصولات تولیدی شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا دارای ۳ سال گارانتی تعویض قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هیچ عامل محیطی و انسانی تولیدات شرکت را از شمول گارانتی و خدمات خارج نمی کند. تجهیزاتی که تنها از شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا خریداری شده و تولید خود این شرکت نمی باشد نیز دارای یک سال گارانتی تعویض و ۲ سال خدمات پس از فروش می باشد. نصب و راه اندازی و آموزش نحوه کاربرد و عملکرد محصولات فروخته شده، توسط کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه دانشگاه صورت می گیرد.