



نام آزمایش و مدل دستگاه:

آزمایش بررسی تشدید در مدارهای RLC

مدل SS۹۹۱۵۹۶

RLC in Resonance Experiment

مشخصات فنی :

فانکشن ژنراتور، سیم پیچ (دور ۳۰۰) ، بلوکه مقاومت ، مولتی متر ، بلوکه خازن ، پرابها ، برد R-L-C

راهنمای کاربری: هدف از این آزمایش تحقیق اندازه گیری ولتاژ و جریان در حالت تشدید میباشد.

تئوری آزمایش

سلف در جریان مستقیم ، فقط از خود مقاومت اهمی نشان می دهد به جز در مواقع قطع و وصل که در این حالت اثر القایی از خود نشان می دهد . خازن در جریان مستقیم برای یک لحظه جریان را نشان داده و بجای اول خود برمی گردد و مانند کلید قطع عمل می نماید .

هرگاه جریان متغیر از یک سیم پیچ عبور کند یک نیروی محرکه بوجود می آید که با عامل بوجود آورنده اش مخالفت می کند.

بنابراین :

$$V_L = L \left(\frac{di}{dt} \right)$$

$$I = I_m \sin wt \rightarrow V_L = L \frac{d}{dt} (I_m \sin wt) = LI_m w \cos wt = LI_m w \sin \left(wt + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$V_L = V_m \sin \left(wt + \frac{\pi}{2} \right)$$

از مقایسه رابطه بدست آمده با رابطه جریان مشاهده می شود که ولتاژ از جریان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ جلوتر است . در رابطه اخیر (LW) را مقاومت القایی سیم پیچ می نامند .

$$x_L = LW$$

هرگاه جریان متغیر از یک خازن عبور کند در اینصورت داریم :




$$I = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = Idt$$

$$\int dq = \int I_m \sin wtdt \Rightarrow q = -\frac{I_m}{w} \cos wt \Rightarrow v = \frac{I_m}{Cw} \sin(wt - \frac{\pi}{2})$$

اگر رابطه بدست آمده را با رابطه جریان مقایسه نمائیم مشاهده می شود که ولتاژ از جریان به اندازه $\frac{\pi}{2}$ عقب تر است در رابطه اخیر

$$x_C = \frac{1}{cw} \quad \left(\frac{1}{cw} \right) \text{ را مقاومت ظاهری خازن می نامند .}$$

اگر یک سیم پیچ با ضریب القایی L ، یک خازن با ظرفیت C و یک مقاومت در حالت سری به منبع ولتاژ متناوب وصل شوند ، اگر v_R با جریان هم فاز باشد v_L به اندازه $\frac{\pi}{2}$ جلوتر و v_C به اندازه $\frac{\pi}{2}$ عقب تر از جریان می باشد که در شکل زیر بصورت برداری نشان داده شده است .



شکل (۱)

زاویه اختلاف فاز در مدار RLC نسبت به جریان یا تقدم فاز دارد یا تأخیر فاز ، هرگاه $x_L > x_C$ باشد و اکتایی مدار بیشتر القایی است در نتیجه جریان از ولتاژ عقب تر است و اگر $x_C > x_L$ باشد ، و اکتایی خازنی مدار بیشتر است و در نتیجه ولتاژ از جریان عقب تر است .



$$\tan \varphi = \frac{Lw - \frac{1}{cw}}{R} \Rightarrow \varphi = \text{Arc tan} \frac{Lw - \frac{1}{cw}}{R}$$

تشدید در مدار سری RLC زمانی رخ می دهد که مقاومت القایی و خازنی مساوی یکدیگر باشند یعنی اگر همدیگر را خنثی نمایند در اینصورت گویند مدار در حال تشدید است .

$$Lw = \frac{1}{cw} \Rightarrow w = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

در هنگام تشدید :

I_r جریان در فرکانس تشدید است .

$$Z = \sqrt{R^2 - (Lw - \frac{1}{cw})^2} = R \Rightarrow I_r = \frac{v}{R}$$

$$P_r = RI_r^2 = \frac{v^2}{R}$$

$$P_1 = \frac{P_r}{2} = \frac{v^2}{2R} \Rightarrow VI_1 \cos \varphi = \frac{v^2}{2R}$$

$$v \frac{v}{Z} \cos \varphi = \frac{v^2}{2R} \Rightarrow Z = 2R \cos \varphi$$

Z امپدانس در نقاط نیم قدرت پایین و بالا است .

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow Z = R\sqrt{2} \quad \text{با توجه به شکل (۱)}$$

$$P_1 = P_2 \Rightarrow Z_1 = Z_2 = R\sqrt{2}$$

$$-(Lw_1 - \frac{1}{cw_1}) = (Lw_2 - \frac{1}{cw_2})$$

$$L(w_2 + w_1) = \frac{1}{cw_1} + \frac{1}{cw_2} = \frac{w_2 + w_1}{cw_1 w_2} \Rightarrow Lcw_1 w_2 = 1$$

$$\frac{w_1 w_2}{2} = 1 \Rightarrow w_r = \sqrt{w_1 w_2}$$



ضریب چگونگی یا ضریب کیفیت نشان دهنده این است که هرچه پهنای منحنی تشدید بیشتر باشد ضریب کیفیت کمتر و هر چه پهنای منحنی تشدید کمتر باشد، ضریب کیفیت بیشتر می باشد.

$$Q = \frac{Lw_r}{R}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (Lw_1 - \frac{1}{cw_1})^2} \Rightarrow 2R^2 = R^2 + (Lw_1 - \frac{1}{Cw_1})^2$$

$$R = Lw_1 - \frac{1}{cw_1}$$

$$Q = \frac{Lw_r}{R} = \frac{Lw_r}{Lw_1 - \frac{1}{cw_1}} = \frac{Lw_r}{L(w_1 - \frac{1}{LCw_1})} = \frac{w_r}{w_1 - w_2} = \frac{f_r}{f_1 - f_2}$$

روش آزمایش :

در طول آزمایش، تنظیم نباید تغییر داده شود، نمودار مدار معادل، در واقع ساده شده مدار تنظیم شده سری است که در شکل (۲) نشان داده شده است. R_ℓ مقاومت درونی Function را نشان می دهد.



شکل (۲)

مدار را مطابق شکل ببندید، باتوجه به جدول شماره (۱) در فرکانس تشدید، جریان را توسط مولتی متر اندازه گیری کنید سپس جریان در نقاط می نیمم قدرت بالا و پایین آنرا محاسبه کنید و فرکانس اسیلوسکوپ را

روی آن فرکانس قرار دهید و سپس اختلاف پتانسیل دو سر سلف و خازن و جریان مدار را اندازه گیری کنید و جدول شماره (۲) را کامل کنید.



منحنی تشدید جریان را در گستره فرکانسی رسم نمایید .

منحنی تشدید ولتاژ را نیز در گستره فرکانسی رسم نمایید .

(HZ) f	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۴۵۰	۴۷۵	۵۰۰	۵۲۵	۵۵۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰
I(mA)												

جدول (۱)

نیم قدرت f		نیم قدرت I	V_L	V_C	R	V_R	ϕ
پایین							
بالا							

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محدوده دمایی بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد

محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۰ تا ۶۵ درصد

دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.

گارانتی و خدمات پس از فروش :

کلیه محصولات تولیدی شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا دارای ۳ سال گارانتی تعویض قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هیچ عامل محیطی و انسانی تولیدات شرکت را از شمول گارانتی و خدمات خارج نمیکند. تجهیزاتی که تنها از شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا خریداری شده و تولید خود این شرکت نمی باشد نیز دارای یک سال گارانتی تعویض و ۲ سال خدمات پس از



فروش می باشد. نصب و راه اندازی و آموزش نحوه کاربرد و عملکرد محصولات فروخته شده، توسط کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه دانشگاه صورت میگیرد