



کیت تشخیصی ویروس Covid-19



SARS-CoV-2 multiplex qRT-PCR Detection Kit

ویروس *SARS-CoV-2* سویه ای از کرونا ویروس ها است که سبب ایجاد سندرم حاد تنفسی شدید می شود. این ویروس دارای ژنوم *RNA* تک رشته ای و در دسته ی بتا کرونا ویروس ها قرار میگیرد. کیت *Covid-19 Real-Time PCR* جهت شناسایی ویروس کرونای جدید *nCoV-2019* در نمونه های انسانی طراحی شده است. روش شناسایی این کیت مبتنی بر استاندارد های اعلام شده توسط سازمان جهانی بهداشت می باشد. این محصول با روش *Real-Time RT-PCR* و بطور اختصاصی ژن های ویروسی *E* و *N* و *ORF1* را طی یک مرحله در نمونه ی تنفسی آلوده شناسایی می کند.

اساس روش:

در این کیت ژن های ویروسی *E* و *N* توسط پروب *FAM* و *Orf1* با پروب *Cy5* نشاندار شده اند و ژن کنترل داخلی *RNaseP* توسط پروب اختصاصی که با فلوروکروم *HEX* نشان دار شده است به روش

Real-Time RT-PCR شناسایی می شوند. در این روش سنتز *cDNA* ویروسی و تکثیر و شناسایی توالی هدف در یک واکنش و به صورت *one-step RT-PCR* انجام می شود. این کیت با تمامی دستگاه های *Real-Time PCR* که قابلیت شناسایی سه رنگ فلوروسنت *FAM* (کانال سبز) و *HEX* (کانال زرد) و *Cy5* (قرمز) را داشته باشند سازگار است.

نمونه مورد استفاده:

نمونه های به دست آمده از بخش فوقانی دستگاه تنفس شامل سواب بینی – حلقی و نیز نمونه بخش تحتانی دستگاه تنفسی مانند خلط ، نمونه آسپیره بینی- حلقی یا مایع لاواژ برونکو آلوئولار نمونه مناسب جهت شناسایی ویروس *SARS-CoV-2* هستند.

هشدار های ایمنی:

- پرسنل بخش باید آموزش دیده باشند و به تمام پروتکل‌های ایمنی زیستی مرتبط با بخش *PCR* آشنایی داشته باشند.
- تمامی مراحل آزمون باید در محیط *Biosafety Level-2* و یا سطوح ایمنی بالاتر انجام شود.
- تمامی پرسنل بخش باید پوشش مناسب بخش عفونی شامل روپوش، گان، دستکش لاتکس بدون پودر، ماسک *N95* عینک محافظ را داشته باشند، تمامی موارد مصرفی باید *Molecular Grade* و *DNase- RNase Free* باشند.
- تمامی نمونه‌های مورد آزمون باید به عنوان نمونه‌های عفونی در نظر گرفته شوند، بنابراین در تمامی مراحل پردازش و آزمون باید نکات ایمنی زیستی با بالاترین درجه اطمینان رعایت شوند.
- جهت ضد عفونی کردن سطوح و محیط از محلول‌های ضد عفونی کننده مورد تایید استفاده شود.
- غیر فعال سازی و امحاء نمونه‌ها باید بر اساس پروتکل‌های دفع و امحاء نمونه‌های زیستی انجام شود.
- هنگام استفاده از کیت تاریخ انقضاء کیت را بررسی کرده و از محصول منقضی شده استفاده نکنید.

استخراج RNA:

عملکرد و صحت روش‌های مبتنی بر *Real-Time RT-PCR* بستگی به کیفیت و کمیت *RNA* استخراج شده دارد. بنابراین مرحله استخراج *RNA* نمونه از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت استفاده از این کیت می‌توان از روش‌ها و کیت‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از کیت‌های تجاری با کیفیت و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی عبارت‌اند از:

RNjia Virus Kit (cat. No. RN983072 ROJE Technologies, Yazd, Iran)

AmitisGen SARS-CoV-2 Viral RNA Extraction kit (Cat No: AVE012021 AmitisGen MedTECH Group, Tehran, Iran)

DynaBio™ Viral Nucleic Acid (DNA\RNA) Extraction Mini Kit (cat No: KI0025)




Used by



Lot number



Manufacturer



Date of manufacture



Reference number



In Vitro Diagnostic



Temperature limitation



Consult instructions for use



Do not re-use



Do not use if package is damage



Contains sufficient for <N> tests

تهران، خیابان فلسطین، ابتدای خیابان ایتالیا، پلاک ۲، گروه توسعه فناوری پزشکی فرادقیق ژن

۰۲۱-۸۸۹۸۵۲۹۱

نگهداری کیت و نمونه:

• کیت باید در دمای -20 ± 5 نگهداری شود و در صورت نیاز به حمل همراه با یخ خشک جابجا شود.

• نمونه‌های تنفسی باید پس از نمونه گیری به دمای ۴ درجه انتقال یابند، در صورت نگهداری طولانی مدت قبل از استخراج باید به فریزر -20 منتقل شوند.

• استخراج *RNA* باید روی یخ و یا بلوک های سرد انجام شود، در بهترین حالت ممکن نمونه باید پس از استخراج مورد بلافاصله مورد آزمون قرار گیرد، در صورت نیاز به نگهداری، نمونه باید به فریزر -80 منتقل شود.

تجهیزات مورد نیاز:

جهت استخراج نمونه، تهیه میکس واکنش، و انجام واکنش نیاز به سه فضای مجزا می باشد.

تجهیزات مورد نیاز شامل:

۱.هود لامینار کلاس II

۲.کابینت مخصوص *PCR* یا *workstation*

۳.سانتریفیوژ

۴.ورتکس

۵.بلوک سرد

۶.سمپلر های متغییر

۷.دستگاه *Real-Time PCR* (تمامی دستگاه های *Real-Time PCR* که قابلیت شناسایی سه رنگ فلوروسنت *FAM* (کانال سبز) و *HEX* (کانال زرد) و *Cy5* (قرمز) را داشته باشند.

۸.میکروتیوب های *RNase-DNase Free*

۹.سر سمپلر های فیلتر دار *RNase-DNase Free*

- در مواردی که تعداد نسخه ویروس در نمونه کم تر از حد تشخیص کیت ($50\text{copy}/\mu\text{l}$) باشد امکان دارد نتیجه تست منفی کاذب اعلام شود.
- در مواردی که نمونه گیری به درستی انجام نشده باشد امکان دارد نتیجه تست منفی کاذب اعلام شود، در این موارد نمونه گیری باید تکرار شود.
- در صورتی که در فرآیند استخراج یا تهیه مخلوط واکنش آلودگی ایجاد شود، امکان دارد نتیجه تست مثبت کاذب اعلام شود، در این موارد آزمون باید تکرار شود.

***در نظر داشته باشید نتیجه این تست معیار تشخیص قطعی ابتلا به ویروس SARS-CoV-2 نیست و برای اعلام نتیجه قطعی باید جنبه های بالینی بیمار و تست های تکمیلی نیز در نظر گرفته شوند.**

محتویات کیت:

اجزای کیت	حجم
<i>Real-Time PCR MIX</i>	1ml
<i>Positive Control</i>	50 μl

دستورالعمل انجام آزمون:

۱. محتویات کیت را از فریزر خارج کرده روی یخ قرار داده تا ذوب شوند
۲. به تعداد بیماران و کنترل مثبت و کنترل *NTC* میکروتیوب روی بلوک سرد قرار داده
۳. به هر میکروتیوب $10\mu\text{l}$ از محلول *Real-Time PCR MIX* اضافه کرده
۴. به میکروتیوب بیماران $5\mu\text{l}$ از *RNA* استخراج شده اضافه کرده و به میکروتیوب های کنترل مثبت و *NTC* به ترتیب $5\mu\text{l}$ *Positive control* و آب اضافه کنید
۵. حجم نهایی واکنش $15\mu\text{l}$ می باشد
۶. درب میکروتیوب ها را بسته به مدت ۳-۵ ثانیه میکروفیوژ کنید
۷. نمونه ها را به دستگاه *Real-Time PCR* انتقال داده و برنامه دمایی زیر را اجرا نمایید.

	Stage	Cycle Repeat	Acquisition	Temperature	Time
<i>Revers transcription</i>	<i>Hold</i>	1	-	50 °C	10 min
<i>Denaturation</i>	<i>Hold</i>	1	-	95 °C	3min
<i>Denaturation</i>	40 Cycle		-	95 °C	10 sec
<i>Amplification</i>			* On FAM & HEX & Cy5	60 °C	30 sec

آنالیز نتایج:

• کانال *FAM* دستگاه مربوط به ژن ویروسی *N&E*، کانال *Cy5* مربوط به ژن ویروسی *Orf1* و کانال زرد *HEX* مربوط به ژن کنترل داخلی *RNaseP* می باشد

• نمونه تنها زمانی مثبت در نظر گرفته می شود که دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد و در این حالت *ct* معتبر بوده و قابل تفسیر است. در صورت سیگموئیدی نبودن منحنی، نمونه منفی محسوب می شود.

• میزان *cut off* صحیح کیت بر اساس مقادیر مرجع $ct < 35$ می باشد. و مقادیر *ct* کمتر از ۳۵ در هر دو کانال مثبت در نظر گرفته می شود.

• نمونه کنترل مثبت باید در هر سه کانال *FAM* و *Cy5* و *HEX* مثبت شود و کنترل *NTC* در هر سه کانال منفی باشد.

۱. در صورتی که نمونه در کانال *HEX* مثبت و در یکی از کانال‌های *FAM* یا *Cy5* مثبت و *ct* کمتر از ۳۵ باشد نمونه مثبت در نظر گرفته می شود.

۲. در صورتی که نمونه در کانال‌های *FAM* و *Cy5* منفی ولی در کانال *HEX* مثبت و *ct* کمتر از ۳۵ باشد نمونه منفی در نظر گرفته می شود.

۳. در صورتی که نمونه فقط در کانال *FAM* و *Cy5* مثبت و دارای *ct* کمتر از ۳۵ باشد ولی در کانال *HEX* منفی باشد نمونه مثبت

در نظر گرفته می شود.

۴. در مواردی که نتیجه کنترل *NTC* در هر کدام از کانال‌های *FAM* یا *Cy5* مثبت شود، نشان دهنده آلودگی در فرایند آزمون است و آزمون باید تکرار شود.

۵. در مواردی که در کانال *FAM* و *Cy5* میزان *ct* بیشتر از ۳۵ باشد آزمون باید تکرار شود.

۶. در صورتی که نمونه در هر سه کانال *FAM* و *Cy5* و *HEX* منفی باشد، آزمون باید تکرار شود، در صورت تکرار نتایج فرآیند استخراج باید تکرار شود.

کنترل مثبت	+	+	+	+	+	+	*	+
کنترل <i>NTC</i>	-	-	-	-	-	+	*	-
کانال <i>FAM</i>	+	+	-	-	+	*	<i>ct</i> >35	-
کانال <i>Cy5</i>	+	-	+	-	+	*	<i>ct</i> >35	-
کانال <i>HEX</i>	+	+	+	+	-	*	*	-
نتیجه	+	+	+	-	+	تکرار		

حساسیت آنالیتیک:

آزمون بررسی حساسیت *LOD* در غلظت‌های مشخصی از *RNA* ویروسی با کیت *Covid-19 Real-Time PCR* انجام شد. نتایج این آزمون نشان داد کمترین مقدار *RNA* ویروسی قابل تشخیص (*LOD*) توسط کیت ۵۰ *copy/ul* در هر واکنش می باشد.

آزمون‌های ذوب-انجماد نشان داد که این فرآیند بیش از ۳ مرتبه باعث کاهش کارایی آنزیم بکار رفته در محصول می‌گردد.

بنابراین توصیه می شود مراکزی با تعداد نمونه کم *MasterMix* محصول را در مقادیر مختلف تقسیم کنند تا از ذوب و انجماد متوالی اجتناب شود.