

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی حیوانی

تجهیزات لازم برای راه اندازی کامل دستگاه eLab2\ eLab4\ eLab mini\ eLab nano\ Hisense\ ePulse

شرایط محیطی و امکانات آزمایشگاهی (وسائل جانبی)

اتاق آزمایشگاهی مناسب تحقیقات حیوانی (داشتن چاه ارت مناسب جهت کاهش نویز برق شهر)

میز کار

ست جراحی حیوانات کوچک آزمایشگاهی

قفس فارادی به ابعاد ۱متر / ۱متر/ عمق ۸۰سانتی متر (ثبت نورو الکتروفیزیولوژی حیوانی)- کف قفس فارادی با سنگ پوشیده شود-

داروی بیهوشی مناسب برای طرح تحقیقاتی

کامپیوتر با مشخصات زیر

Requirements	PC	CPU : 2core, 2Ghz, memory : 2GB Graphic : 1024,768 Audio : Internal or external sound card
	Operating System	Windows 7
	Software	Dotnet Framework 4 or higher

ثبت *In vitro* بیهوش موش صحرایی

ثبت تک واحدی

استروتکس حداقل یک بازو + میکرو درایو

ثبت پتانسیل میدانی

استروتکس دو بازو

