

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- ۱- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- ۲- از میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر استفاده شود.
- ۳- از برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات استفاده شود.
- ۴- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زیر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده نشود.
- ۵- در صورت بروز هرگونه مشکل در قسمت های مختلف دستگاه، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت آرمان سامان سپهر را مطلع نمایید.
- ۶- فضای اطراف دستگاه به اندازه حداقل ۲۰ سانتیمتر خالی باشد.
- ۷- به هیچ وجه افراد کم تجربه از دستگاه استفاده ننمایند.
- ۸- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- ۹- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه خاموش دستگاه را فشار دهید.
- ۱۰- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- ۱۱- در هنگام استفاده، از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.