

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه Squeeze off به شرح ذیل می باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با فضای کافی به دور از خیابان اصلی و سیم ها و کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا

زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.

۴- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

۵- امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه Squeeze off