

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه SPM-20

دستگاه پمپ سرنگی ژیکان مدل SPM-20 احتیاج به نصب و راه اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره برداری است.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- ۱ - از ریختن آب با هرگونه مواد شیمیایی بر روی بدنه دستگاه خصوصاً قسمت‌های باز آن، اکیدا خودداری شود.
- ۲ - پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
- ۳ - از سفت کردن بیش از حد گیره نگهدارنده سرنگ و اعمال نیروی اضافی بر آنها به شدت خودداری شود.
- ۴ - از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هرگونه اشکال با کارشناسان شرکت نانومهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.
- ۵ - دستگاه روی میزی بدون لرزش و به دور از تابش مستقیم آفتاب، نگه داری و استفاده شود.
- ۶ - دستگاه دور از میدان‌های شدید مغناطیسی و الکتریکی قرار گیرد.
- ۷ - دستگاه در محیط آلوده و پر گرد و غبار نگه درای نشود.