

CF-015	شرکت مهندسی پیشرو چیره صنعت		
Page 1 of 1	فرم نصب و راه اندازی installation form		
نام دستگاه: <input type="checkbox"/> دستگاه گلوتن ایندکس <input type="checkbox"/> گلوتن شوی اتوماتیک		مدل: <input type="checkbox"/> Glutex <input type="checkbox"/> GluWash	
<b>شرایط محیطی</b>			
دما: ۱۸ - ۳۰ درجه سانتیگراد	رطوبت: ۲۰ - ۶۰ درصد	نور: روشنایی معمول آزمایشگاهی	فشار محیط: اتمسفریک
گرد و غبار: ترجیحا عاری	لرزش: -	سایر موارد:	
<b>فضای فیزیکی محل استقرار (اندازه میز و ...)</b>			
۱- میز کار آزمایشگاهی (w×d×h) (100 × 70 × 80)cm		۲- سینک آزمایشگاهی جهت شستشو	
۳-		۴-	
<b>مواد و واکنشگرها</b>			
۱- آب خالص آزمایشگاهی		۲- NaCl خلوص آزمایشگاهی	
۳- نمونه های آرد با درصد گلوتن و ایندکس متفاوت (حداقل دو نمونه)			
<b>الزامات الکتریکی</b>			
۱- برق ۲۲۰-۲۴۰ ولت (دارای اتصال زمین)		۲-	
۳-		۴-	
<b>نوع و مشخصات فنی Utilities:</b>			
۱- آب آشامیدنی / چاه (جهت شستشو)		۲-	
۳-		۴-	
۵-		۶-	
G- تجهیزات ایمنی مورد نیاز (در صورت وجود):			
H- دانش مورد نیاز کاربر دستگاه:			
- آشنایی با مبانی عمومی کار در آزمایشگاه			
- آشنایی با استاندارد ملی ۹۶۳۹			
I- ملاحظات:			

اینجانب ..... با سمت ..... تایید می نمایم کلیه مراحل آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه های فوق انجام شده و صحت عملکرد دستگاه ها مورد تأیید است.  
توضیحات:.....

کارشناس نصب و راه اندازی  
تاریخ / امضا

تحویل گیرنده:  
تاریخ / امضا