

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه "اکسوپد" مدل درمانگاهی

دستگاه "اکسوپد" مدل درمانگاهی، برای استفاده داخل اتاق (indoor) طراحی شده است. فضای مورد نیاز برای نصب و راه اندازی آن در یک درمانگاه در دو حالت (برای دو طول مسیر حرکت) به شرح زیر است:

طول مسیر حرکت	مساحت مورد نیاز	ابعاد مسیر حرکت	فضای مورد نیاز برای اپراتور و کامپیوتر
۶ متر	۶ متر مربع	۶ متر در ۱ متر	یک متر مربع
۹ متر	۹ متر مربع	۹ متر در ۱ متر	یک متر مربع

در هر دو حالت احتیاج به نصب ریل سقفی به طول مسیر حرکت وجود دارد. در صورت عدم امکان نصب سقفی سازه دیگری برای نگهداری ریل پیشنهاد می شود.

شرایط محیطی برای نگهداری دستگاه به شرح زیر است:

دمای محیط:	بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد
رطوبت:	کمتر از ۵۰٪