

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

میکرواسپین (ورتکس)

این دستگاه را روی میز کار آزمایشگاه قرار داده و هنگام کار با دستگاه هیچ لرزشی روی سطح میز نباید باشد.

نصب آن به راحتی فقط دوشاخه را به پریز زده و میکروتیوپ ها را بعد از بالانس کردن و هم وزن کردن در جایگاه قرار داده.

نگهداری دستگاه: دستگاه فقط نزد شرکت باید تعمیر و نگهداری شود.