

شرایط کاربری و نگهداری از دستگاه

مشخصات دستگاه:

عنوان دستگاه: دستگاه اتوماتیک استخراج نوکلئیک اسید

نام دستگاه: BehMag

مدل: BME-1000

شرکت سازنده: ویستا زیست فناوری به ژن

شرایط نگهداری صحیح:

- قرارگیری دستگاه بر صفحه یا میز مسطح.
- حفظ شرایط دمایی متناسب (دمای اتاق).
- حفظ و نگهداری دستگاه به دور از میدان الکترومغناطیسی شدید.
- استفاده از محافظ و کابل استاندارد جهت حفظ دستگاه در مقابل نوسانات برق.
- استفاده از راهنمای کاربری که در User Manual دستگاه ذکر شده است.