


Buyers of this company:



www.LogoWow.net



OPTC



دانشگاه زنجان



واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی



دانشگاه ارومیه



دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۵۷



دانشگاه حکیم سبزواری



دانشگاه الزهراء
Alzahra University



دانشگاه بوعلی سینا

OPTC

Types of Spectrometer Models with Prices and Applications:

Application:

Light source emission

Coating Thickness Measurement

Absorption measurement

Transmission measurement

Reflection measurement

Diffuse reflection

Fluorescence more

Raman

Plasma

Lumens measurement


Color measurement

OPTC


Florescence spectrometer FS

Specification

Optical bench	Czerny turner
Wavelength	400-1100nm
Optical resolution	5nm
Slit	100 micron
Signal to noise	400:1
Grating	600 line/holographic grating
Linear variable sorting filter	Yes-LVSF
Fiber connector	SMA 905
Integration time	10us-60s
External/internal trigger	Yes
External trigger	TTL 5Vdc
A/D resolution	16bit
Detector	Linear CCD 1304DG Toshiba
Pixels	3648
Temperature range	0-40 °
Pixel well depth	100,000
Dimensions	80*110*60 mm
Lamp life	LED 365nm 2000 h
Weight	1.5 g



Spectrometer & light source



Cuvette for absorption and fluorescence



[Tel:03155579058](tel:03155579058)

Mobile: 09136425874

Email:optcompany@yahoo.com

OPTC

Software:




[Tel:03155579058](tel:03155579058)

Mobile: 09136425874


Email:optcompany@yahoo.com

OPTC



OPTC

Light source halogen deuterium spectrum



OPTC

