

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : آژیتاتور پلاکت خون

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
	ok		سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
	ok		سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن بسته بندی (طبقات به راحتی در داخل شیارها جابجا شوند)	۲
	ok		دستگاه در داخل اینکوباتور در دمای ۲۴ - ۲۰ کار میکند	۳
	ok		رطوبت محیط داخل اینکوباتور ۲۰٪ الی ۷۰٪ باشد	۴
	ok		دستگاه در حد معمول تراز باشد	۵
	ok		اطمینان از سالم بودن پرز داخل کابین و همچنین کابل انتقال آلام	۶
	ok		ولتاژ برق ورودی ۱۰٪ ± ۲۲۰ باشد	۷
	ok		آژیتاتور در بین شاخص های نصب شده ، در کف اینکوباتور قرار گیرد (شاخص های تفلونی در دو طرف و انتها می باشد)	۸

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده