

شرایط نصب

- ۱- میز سطح صاف و تراز ترجیحا از جنس سنگ
- ۲- طول و عرض میز باید حداقل ۲۰ سانتیمتر از طول و عرض دستگاه بزرگتر باشد
- ۳- برق ورودی ۲۲۰ ولت شهری ترجیحا به یو پی اس متصل باشد.
- ۴- محیط نصب باید در فضای آزمایشگاهی سر پوشیده و دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه محیطی باشد.
- ۵- دستگاهی مثل سانتریفیوژ که لرزش ایجاد میکند نباید روی میز نصب دستگاه مشترک باشد.