

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

برای تبدیل شدن نمونه های میکروسکوپی به نمونه های دیجیتال و دریافت بهترین تصاویر دیجیتال ، میکروسکوپ شما بایستی حداقل های لازم را داشته باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی در این خصوص با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۶۸ تماس بگیرید کارشناسان مجموعه شرایط شما را بررسی کرده و پس از ارائه راهنمایی های لازم، در کمترین زمان میکروسکوپ شما تبدیل به میکروسکوپ دیجیتال و یک اسکنر، به طور همزمان خواهد شد.

همچنین دوربین میکروسکوپی مورد استفاده برای این نرم افزار باید دارای ویژگی های ذکر شده در زیر باشد. حداقل امکانات مورد نیاز رایانه:

	Hardware	Minimum Configuration
1	CPU	Intel Core i3 Dual Core 3000, 4000, 6000/7000/8000/9000 series
2	RAM	4 GB
3	DISK	500GB Standard Harddrive
4	Display	Resolution 1600 x 900 pixels
5	Operating System	Win7 64bit SP1

دوربین مناسب پیشنهادی:

Shutter	Global Shutter
Max. Image Circle	1/1.8"
Sensor Type	CMOS
Sensor Size	7.1 mm x 5.3 mm
Resolution (HxV)	2048 px x 1536 px
Resolution	3 MP
Pixel Size (H x V)	3.45 μm x 3.45 μm
Frame Rate	55 fps
Mono/Color	Color