

## تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی

شرایط تحویل دهی همانند شرایط نصب و راه اندازی میباشد. و مواد لازم برای تحویل دهی به شرح ذیل است.

آزمایشی که برای تحویل دهی انتخاب شده است یکی از مرسوم ترین آزمایش های تیتراسیون اسید و باز شیمی عمومی دانشگاهی است.

آزمایش که به پیوست در ذیل ذکر گردیده. یک مرتبه به صورت دستی انجام مطابق با دستور کار انجام میپذیرد و یک مرتبه هم با تیترا تور تمام خودکار پتانسیومتری، با این تفاوت که در انجام آزمایش با تیترا تور فنل فتالئین و سنجش چشمی حذف میشود و به جای آن از الکترو د PH استفاده میگردد.

پس از آماده سازی محیطی و نصب نرم افزار مربوطه بر روی رایانه موجود، با استفاده از آب مقطر خالص یا محلول بافر با پتانسیل یا PH معین مطابق بخش کالیبراسیون الکترو د ها را کالیبره کرده و فرآیند را برای اسید و باز مطابق ذیل ( همانطور که در راهنمای کاربری هم گفته شد) تنظیم نموده. جداول و نمودار ها و گزارش وضعیت پایان فرآیند باید مطابق با وضعیت برنامه ریزی شده باشد.