



## دستگاه آزمون ایستائی

ایستایی یک بطری بستگی به نحوه توزیع مواد و شکل گیری صحیح بطری دارد. این دستگاه به منظور سنجش میزان ایستائی و تعادل بطری ها طراحی و ساخته شده است که نشان دهنده کیفیت تولید بطری است.

### مشتریان ما:

- روژین تاک (کرمانشاه)
- بهارآوران (مشهد)
- آب معدنی پلور (آمل)
- آب معدنی آبنوش شول (شیراز)
- معاونت غذا و دارو مشهد
- زمزم اصفهان
- پاکان پلاستکار (قزوین)
- بهر رز چناران (عالیس)



Balance Range: 0-30°

Accuracy: 1 °

Technical Standard: ISIRI 11610, 6-7