

# دستگاه تحلیل گام

**PT-GAITANALYZER**

**F60L1200 / F60L2000**

همراه با نرم افزار **PT-SCANSUIT**

**پایاتک**  
PAYATEK



- گزارش های خروجی از همه آنالیزها
- تشخیص خودکار پای چپ و راست
- نمایش توزیع فشار هر پا و نمودارهای فشار، نیرو و سطح
- نمایش مسیر مرکز فشار در طول راه رفتن
- نمایش لحظه ای فاز Gait برای پای چپ و راست
- آنالیز زمانبندی فازهای مختلف GAIT CYCLE برای پای چپ و راست
- آنالیز زمانبندی و طول STEP-STRIDE شامل: زمان، طول، سرعت، عرض قدم، زاویه TOE-OUT
- امکان انتخاب پای دلخواه و ایجاد آزمایش دینامیک، استاتیک و COP برای هر کدام
- تشخیص خودکار نواحی مختلف هر پا و رسم نمودار فشار برای هر ناحیه
- داده های علمی و کلینیکی کامل در تست های ایستاتیک، دینامیک و تعادل، به شکل نمودار های زمان-فشار و داده ی خام اکسل




اطلاعات بیشتر در وب سایت ما

[WWW.PAYATEK.IR](http://WWW.PAYATEK.IR)

# تست‌های قابل انجام بادستگاه تحلیل گام

تست دینامیک (۳ تا ۵ گام) ◀  
تست تعادل ◀

تست تحلیل گام ◀  
تست استاتیک ◀



### مشخصات فنی:

مدل: F60L2000	مدل: F60L1200	تکنولوژی
سنسور مقاومتی	سنسور مقاومتی	تعداد سنسورها
۱۱۴۴۰ عدد	۶۸۶۴ عدد	رزولوشن فضایی
۸ میلیمتر	۸ میلیمتر	منطقه سنجش
۲۰۰*۴۰ سانتی متر	۱۲۰*۴۰ سانتی متر	وضوح داده
۱۲ بیت	۱۲ بیت	دامنه فشار
۱۰۰ PSI تا ۰/۵	۱۰۰ PSI تا ۰/۵	وزن
۳۳ کیلوگرم	۱۶ کیلوگرم	فرکانس جمع آوری داده ها
۱۰۰ هرتز	۱۰۰ هرتز	هیستریزیس
<۳%	<۳%	ارتفاع سکو
۴ سانتی متر	۴ سانتی متر	سیستم عامل
ویندوز ۸/۸/۱ - ۶۴ بیت	ویندوز ۸/۸/۱ - ۶۴ بیت	ارتباط
USB2/USB3	USB2/USB3	دمای عملیاتی محیط
۳۰+ تا ۱۵- درجه سانتی گراد	۳۰+ تا ۱۵- درجه سانتی گراد	دمای محیط انبار
۴۰+ تا ۰- درجه سانتی گراد	۴۰+ تا ۰- درجه سانتی گراد	

0902-222 1883 / +98-51-91011883

مشهد، آزادی ۱۳۱/۱۲ PAYATEK PAYAFANAVARAN