



## لوله آزمایش CBC



### نگهداری نمونه‌های آزمایشگاهی با تشخیص حجم نمونه

لوله‌های CBC تولید شده توسط P.I.P، یکبارمصرف و فاقد هرگونه ماده ضد انعقاد می‌باشد که در دو جنس پلی‌استایرن و پلی‌پروپیلن قابل ارائه است. درب این لوله از دو نوع کپ (پلی‌اتیلن) و فشاری (پلی‌پروپیلن) است. از لحاظ ساختاری کف مسطح این لوله امکان ایستایی را برای آن فراهم آورده است. از مزیت‌های اصلی این لوله‌ها مدرج بودن آن می‌باشد و این درجه بندی به صورت شماتیک در پایین تصویر نشان داده شده است.



تعداد در بسته	ابعاد	ظرفیت	مدل	ایران کد
۲۰۰	قطر خارجی دهانه : $\phi 16/2$ mm ارتفاع : ۵۴ mm	۵ ml	پلی‌پروپیلن	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۰
۲۰۰	قطر خارجی دهانه : $\phi 16/2$ mm ارتفاع : ۵۴ mm	۵ ml	پلی‌استایرن	۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱

\* برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی‌استایرن (PS) به بخش اطلاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول  
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱  
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷